



# G8<sup>®</sup>

## MASAJ ALETİ

Lütfen cihazı çalıştırmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz..

Müşteri Hizmetleri

☎ 0850 255 42 42

### G8 MASAJ NEDİR?

G8 bölgesel zayıflama, hızlı titreşim dalgaları oluşturan bir cihaz ile uygulanmakta ve bölgesel olarak incelmeyi mümkün kılmaktadır. Bölgesel zayıflama yöntemleri arasında öne çıkan G8 Masajı, selülit oluşumunun azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Cilt yüzeyini sıkılaştırması ve cilt dokularına olan kan akışını hızlandırması, G8 Masajının çok yönlü avantajlarını ifade etmektedir.

Vücut bölgelerinin orantısız bir şekilde yağlanması, bölgesel zayıflama yöntemlerine duyulan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Orantısız kilo artışı, inatçı bir tavır sergileyen yağ kütlelerinin oluşturmakta ve kişilerin özgüvensiz hissetmesine neden olmaktadır. Bölgesel inceleme yöntemleri, orantısız kilo artışının diyet ve spor yapmadan giderilmesine olanak sağlamaktadır.

### G8 MASAJ NASIL KULLANILIR?

Vücudun her bölgesine uygulanabilen G8 masajı, en çok üst bacak, kalça ve popo bölgesinde tercih edilir. Kişiyeye özel bir tedavi programı belirlenir, ihtiyaca yönelik şekilde 10-15 seans arasında uygulanır. Her seans 20-25 dakika sürmektedir. Soğuk lipoliz ve lenf drenaj gibi bölgesel zayıflama yöntemleriyle kombine edilerek bölgesel zayıflamayı destekleyici tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.

### G8 MASAJ ALETİNİ KİMLER KULLANAMAZ?

G8 masajı epilepsi hastalığı, kalp pili olanlarda, aktif yara ve iltihaplı bölgelere, emboli teşhisi konulan kişiler, felçli hastalara ve regl günleri uygulanmaz.

### G8 MASAJ ÇALIŞMA PRENSİBİ

#### Titreşim:

Titreşim prensibi, mekanik vibrasyonların vücuttan atıkları ve toksinleri uzaklaştırmaktan sorumlu olan vücudun lenfatik sistemini uyarmaya yardımcı olabileceği fikrine dayanmaktadır. Kasları gevşetmede ve selülit azaltmada etkilidir.

#### Vakumlu Isıtma Sistemi:

Kan akışını uyarmak ve lenfatik drenajı teşvik etmek için ısıtılmalı bir vakum sensörü tasarlanmıştır. Ek olarak, eklenen ısı aynı zamanda vücudu tonlamaya ve vücudun nemini dışarı atmaya yardımcı olabilir.

### G8 MASAJ ALETİ ÖZELLİKLERİ

- 1.5 farklı masaj başlığı şekli; vücudun farklı bölgelerine daha hassas masaj yapmak için
- Çok yönlü ve özelleştirilebilir masaj; daha ince ve daha rahat bir vücut elde etmek isteyenler için ideal
- Isı ile vakum sensörü; hedef bölgeye kan akışını artırmak ve lenfatik drenajı desteklemek için
- Kullanımı kolay; adede istenen baş masajını ve yoğunluk seviyesini seçin, ardından rahatlatıcı bir masaj için kolu kalp kası üzerinde kaydırın.

## CİHAZ BAŞLIKLARI



### Çivi Masaj Başlığı

"Masajcı parmaklar" gibi davranır. Bu keskin noktalardan titreşim sert yağlar etkili bir şekilde yumuşatabilir ve ağrıyı hafifletir.



### Isı ile Vakum Probu

Ayarlanabilir emiş gücü daha iyi teminatlar etkinleştirir ve tansiyon kan dolaşımı, ısıtma ile vücut rutubeti etkili olabilir kaldırılır.



### İnce Tırtıllı Masaj Başlığı

Daha derin bir masaj deneyimi sağlar riince. Bu kafa katran için mükemmeldir inatçı selülit bölgelerini almak ve lenfatik drenajı teşvik etmek



### Masaj Başlığı

Bu kafa ile alanlarda kullanılır sırt bölgesi gibi büyük kaslar. Kas yorgunluğunu giderebilir, eklemleri daha esnek hale getirir ve yağ tüketimi sağlar.



### Kayık Sünger Masaj Başlığı

Hedeflemek için tasarlandı ulaşılması zor alanlar gibi omuzlar ve boyun. Kavşikli şekil rahat bir kullanım sağlar masaj deneyimi ve yardımcı olur bu bölgelerdeki gerginliği hafifletir.



### Sünger Masaj Başlığı

Yağların yumuşamasını sağlar, selülitin kurturmasını sağlar, kasları rahatlatır ve yumuşak dokuyu toparlar.

## NASIL YAPILIR?


Uygulama sırasında yağ yakıcı krem veya yağ bölgeye uygulanır ve G8 masajı eğitimi almış olan bir uzman tarafından uygulanır. Bu özel yağ yakıcı krem ve yağ sayesinde yağ yakıcı etki artırılmaktadır. Eğer gerekli görülürse G8 masajı uygulamasında birlikte uygulanabilir.

### 1.ZAMAN VE HIZ AYARI KİŞİYE UYGUN ŞEKLİDE AYARLANMALIDIR.

### 2.UYGULAMA YAPILACAK BÖLGEYE VE KİŞİYE GÖRE BAŞLIK SEÇİLMELİDİR.

HALAT VE BAŞLIK ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN DAİMA ÖRNEKTE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KULLANILMALIDIR.

### YANLIŞ ÇALIŞMA HAREKETİ



## CİHAZ GÖRÜNÜMÜ

