



SİYAH NOKTA ALETİ

Kullanma Kılavuzu



CE



8 684612 921018

MARKA: BEAUTY VOGUE

MODEL: MP-02

KULLANICI KILAVUZU:

1. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kullanmadan önce güvenli bir yerde saklayın.
2. Lütfen kullanmadan önce elinizin arkasında kullanın ve daha sonra yüze uygulayın, aksi takdirde aşırı emiş nedeniyle yaralanmanız olasıdır.
3. Kullanım sürecinde buna hareketli kullanım denir ve aynı kısımda 3 saniyeden fazla kalmamalısınız. Aksi takdirde, kullanılan kısımda kırmızı/mor (kızarıklık) görüntü ortaya çıkacaktır. Bu normal bir reaksiyondur ve birkaç gün sonra kendiliğinden düzelecektir.
4. Bu ürünü temizlik için kullanmadan önce temizlenecek bölgeye uygulamak için siyah nokta derivasyon solüsyonu veya sıcak su kullanılması tavsiye edilir.

1. ÜRÜN TANITIMI



PRODUCT SPECIFICATIONS AND REFERENCE

NAME	Blackhead meter	PRODUCT SIZE	35*35*150mm
BARE METAL WEIGHT	105g	PACKAGE DIMENSIONS	93*39*171mm
OPERATING VOLTAGE	3.7V		
PRODUCT MATERIAL	ABS		

2. DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB TANITIMI



1. GENİŞ YUVARLAK DELIKLI UÇ (GENİŞ EMIŞ)

Uygulanabilir kısımlar: t bölgesindeki inatçı siyah nokta sivilceleri, emme sırasında emişin hareket ettirilmesi gerekir. Kırılgan, ince ciltlerde dikkatli olunmalıdır. Cilt durumuna bağlı olarak haftada bir, bir dakika kadar.



2. KÜÇÜK YUVARLAK DELIKLI UÇ (DAHA ZAYIF EMIŞ)

Uygulanabilir parçalar: burun çukuru ve diğer büyük delikli problemlerin ulaşılması zor kısımları. Kırılgan 'ince ve hassas cilt kullanımı için, geniş alan kullanımı için uygun değildir.



3.0VAL DELIKLI UÇ (DAHA ZAYIF EMIŞ)

Uygulanabilir parçalar: burun kanadı oluğu ve buruşuk göz köşesi ağzı vb. Emdikten sonra hızlıca dışarı çekin, emdikten sonra dışarı çekin, böylece tekrar tekrar kullanın.

ÜÇÜNCÜSÜ, KULLANIM YÖNTEMİ

KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN AKŞAM BANYO YAPTIKTAN SONRA KULLANILMASI TAVSİYE OLUNUR

1. Makinedeki açma kapama düğmesine basın. Makineyi açmak için anahtar düğmesine basın, ardından emiş gücünü seçmek için düğmeye basın, toplam 3 güç seviyesi vardır, düğmeler sırayla "önyüklemeye varsayılan yüksek dereceli (yağlı) ardından orta (nötr) düğmesine basın ve ardından düşük (kuru) döngüsüne basın. Emiş gücü Emiş gücünü ayarlamak için uç deliğinin boyutunu kullanabilirsiniz. Makinedeki açma kapama düğmesine uzun süre basılı tutun. Kol ve diğer parçalarda uygun güçü seçebilirsiniz.
 2. [Test]: Lütfen kullanmadan önce cihazı elinizin arkasında kullanın ve ardından yüze aktarın, aksi takdirde aşırı emiş nedeniyle yaralanması kolaydır.
 3. [Genişleme]: Sıcak banyodan sonra veya temizlendikten sonra 5 dakika boyunca havlu uygulayın. Eğer siyah nokta veya sıcak spreyli bir ürününüz varsa gözeneklerin açılmasına yardımcı olması için 10 dakika kullanabilirsiniz.)
 4. [Aspire edin]: 1. Farklı kısımlardaki siyah noktalar için farklı uçlar seçin. Örneğin, büyük yuvarlak delikli emme başlığı, burun kısmı için uygun olan büyük bir emme kuvvetine sahiptir. Emildikten sonra yukarıdan aşağıya doğru yavaşça hareket ettirilmesi gerekir.
- Her zaman emmemeye dikkat edin. Bir yer hareket etmez, bu nedenle sadece siyah noktaları emmek kolay değildir, aynı zamanda cildin kırmızıyı çekmesi kolaydır.
5. [Konsolidasyon]: Siyah noktayı aldıktan sonra, siyah nokta burun zarını ikincil temizlik için kullanabilir ve kalan siyah noktaları tamamen çıkarabilirsiniz.
 6. [Shrink]: Son olarak gözenekleri küçültmek için gözenek küçültme esansı kullanın Haftada 2-3 kez, her seferinde yaklaşık 2 dakika kullanın, bir bölgeye 3 saniyeden fazla kalmayın, bir bölge 3-5 kez tekrarlanabilir.

**FARKLI CİLT KALİTESİ VE KULLANIM ŞEKLİ NEDENİYLE ÜRÜN SONUÇLARININ EMİLEMESİNE
NEDEN OLABİLİR. BU BİR ÜRÜN KALİTESİ SORUNU DEĞİLDİR!**

DÖRDÜNCÜ OLARAK, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Lütfen kullanmadan önce elinizin arkasında gücü denediğinizden ve makinenin kullanımında yetkin olduğunuzdan emin olun.
2. Makineyi asla yıkamayın veya herhangi bir sıvıyı emmesi için kullanmayın!
3. Vücudun arkasından su veya diğer sıvıları önlemek için kullanmadan önce makinenin üzerindeki suyu veya diğer sıvıları kurulaşın. Havalandırma deliklerinden makineye girebilir ve makineye zarar verebilir.
4. Bu ürün duysal veya zihinsel engellilik veya deneyim ve bilgi eksikliği nedeniyle kullanılmamalıdır. Çocuklar, bu ürünün kullanımını denetleyen ve yönlendiren bir veliye sahip olmalıdır.
5. Bu ürün kozmetik cerrahi, rinoplasti ve cilt kozmetik cerrahisinde kullanılan diğer uygulamalar için uygun değildir.
6. Kullanılmadığında, gücü kapattığınızdan ve şarj için şarj kablosunu bağladığınızdan emin olun.
7. Ayırma gövdesinin ve şarj teli bağlantısının 7 gün uzun süre kullanılmamasından sonra, Saklama için gücü kapattığınızdan emin olun.
8. Pili tamamen boşalana kadar kullanmayın, kullanmak için istediğiniz zaman yeniden şarj etmeniz önerilir.
9. Pil atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Pil çıkarıldığında cihazın gücü kapatılmalıdır.
10. Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Kırmızı içine tekrar kullanılamaz, rastgele çöpe atmayın. Çevreyi kirliletmemek için.

Şarj etme yöntemi:

1. Lütfen kullanmadan önce elinizin arkasında gücü denediğinizden ve makinenin kullanımında yetkin olduğunuzdan emin olun.
2. Makineyi asla yıkamayın veya herhangi bir sıvıyı emmesi için kullanmayın!
3. Vücudun arkasından su veya diğer sıvıları önlemek için kullanmadan önce makinenin üzerindeki suyu veya diğer sıvıları kurulaşın. Havalandırma deliklerinden makineye girebilir ve makineye zarar verebilir.
4. Bu ürün duysal veya zihinsel engellilik veya deneyim ve bilgi eksikliği nedeniyle kullanılmamalıdır. Çocuklar, bu ürünün kullanımını denetleyen ve yönlendiren bir veliye sahip olmalıdır.
5. Bu ürün kozmetik cerrahi, rinoplasti ve cilt kozmetik cerrahisinde kullanılan diğer uygulamalar için uygun değildir.
6. Kullanılmadığında, gücü kapattığınızdan ve şarj için şarj kablosunu bağladığınızdan emin olun.
7. Ayırma gövdesinin ve şarj teli bağlantısının 7 gün uzun süre kullanılmamasından sonra, Saklama için gücü kapattığınızdan emin olun.
8. Pili tamamen boşalana kadar kullanmayın, kullanmak için istediğiniz zaman yeniden şarj etmeniz önerilir.
9. Pil atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Pil çıkarıldığında cihazın gücü kapatılmalıdır.
10. Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Kırmızı içine tekrar kullanılamaz, rastgele çöpe atmayın. Çevreyi kirliletmemek için.

1. Lütfen ürünle birlikte verilen USB şarj kablosunu ana bilgisayara ve aşağıdaki USB güç kaynağı malzemesine bağlayın. (Şarj için USB konektörü, cep telefonu şarj cihazı, taşınabilir şarj cihazı, araç için USB konektörü, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar için USB arayüzü)
2. DC5V/500Mah üzerindeki şarj cihazlarının kullanılması tavsiye edilir.
3. Kırmızı ışık pilin şarj olduğunu gösterir ve şarj olduktan sonra beyaz ışık yanar.
4. Güç kapalıyken şarj ettiğinizden emin olun.

BEŞ, SORUN GIDERME

Sorun Açıklaması	Çözüm
Emme yok	Önce makine kapağının takılı olup olmadığını, başlığın kırık olup olmadığını kontrol edin. Ucu değiştirirseniz, lütfen başlığın ayarlanıp ayarlanmadığına veya yeniden takılıp takılmadığına dikkat edin.
Küçük emiş	Lütfen pilin zayıf olup olmadığını kontrol edin. Pil göstergesinin kırmızı olması pilin zayıf olduğu anlamına gelir.
Şarj olmuyor	Lütfen usb hatasının kontrol edilip edilmediğini kontrol edin veya şarj kablosunu değiştirin.

MARKA: BEAUTY VOGUE

MODEL: MP-02



CE

Manufacturer Company :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

DEFOND ELEKTRİK TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:13

Karatay KONYA

